

LINKA

家庭用

multi facial treatment

リンカ マルチフェイシャルトリートメント

取扱説明書

目 次

P.01	内容物と本体仕様
P.02	製品仕様
P.03	安全上のご注意－必ずお守りください
P.04	機能紹介
P.06	ご使用前・ご使用後に
P.08	ご使用の手順
P.11	よくあるご質問
P.12	保証について / 返品・修理

内容物と本体仕様

内 容 物：本体・充電スタンド・シリコンストッパー・コットン・
充電用ACアダプター・袋

定 格 入 力：AC 100~240V

定 格 周 波 数：50/60Hz

定 格 電 力：5W


本体外形寸法：約177 × 50 × 45mm

質 量：約145g

バ ッ テ リ ー：1000mAh(リチウムイオン電池)

充 電 時 間：約1～3時間充電後、最大約120分使用可能(使用環境やモード、レベルによる)

◆ 製品仕様



◆ 安全上のご注意 — 必ずお守りください

ご使用の前に必ず本紙をお読みになり、正しくご使用ください。ここに示した注意事項は、商品正しく安全にお使いいただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防止するためのものです。異常が発生した場合や、故障状態のままご使用されますと身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、ただちに使用を中止してください。



ご使用をお避けください

- 急性疾患をお持ちの方 ● 血圧に異常がある方 ● 心疾患をお持ちの方 ● ペースメーカー等の医療用器具を使用されている方 ● 皮膚がん等の皮膚疾患をお持ちの方また、病歴のある方 ● 糖尿病等の疾患により皮膚異常がみられる方 ● アトピーや肌の炎症化膿などの皮膚トラブルが生じている方 ● 妊娠中・授乳中の方 ● 発熱している方 ● 伝染病の方 ● 特に体調がすぐれない方 ● 対象年齢15歳以上

<ご使用を避ける必要がある箇所>

- 切り傷・擦り傷 ● 骨や関節の上 ● 整形箇所 ● 声帯箇所 ● 眼球 ● 使用推奨以外の部位



必ず守る

1. 使用手順に従って製品をご使用下さい。
2. 本体を落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えないでください。
3. 製品を改造しないでください。修理は販売代理店にご相談ください。
4. 本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤で拭かないでください。
5. 本製品の使用目的以外では使用しないでください。
6. 直射日光が当たる場所、火器付近、浴室の中などの高温度、高湿度の場所で使用・保管しないでください。
7. 濡れた手での使用、火気や電気・強い衝撃は避けてください。放電・感電のおそれがあります。
8. 12歳以下の方は使用しないでください。
18歳以下の方が使用する場合は、監督者の目が行き届くところでご使用ください。
9. お子様の手の届かないところで保管してください。
10. 万一、皮膚に異常がみられた場合は、本品の使用を中止し医師に相談してください。
11. 上記に記載している<ご使用をお避けください>のリストをご確認いただき、該当する方はご使用をお控えください。

※歯を治療中の方はご使用中に刺激を感じる場合があります。ご使用前に必ず医師とご相談の上ご使用ください。

◆ 機能紹介

LED光ケア

3色のLEDライトでお肌をケアし美肌へと導きます。



赤色LED(650～680nm波長)

迷ったらまずは赤色LEDをお試ください。

肌にハリを与え、年齢肌をイキイキとした肌へ導きます。保湿成分や美容成分が配合されたスキンケアとの併用がおすすめです。



青色LED(430～450nm波長)

お肌をすこやかに保ち、気になる肌荒れを防ぎます。

お肌を引き締め、コンディションを整えたいときにおすすめです。




黄色LED(580～600nm波長)

お肌のキメを整え、化粧水や美容液などのスキンケアの浸透*を助けます。

日差しを浴びて乾燥したお肌のお手入れや、肌リズムを整えたいときにおすすめです。

※ 角層まで



LED光ケア機能は、他の機能と併用してご使用いただけます。

イオンクレンジング/イオン導入/IHW/EMS

各機能と併用してご使用いただくことで、より効果の高いトリートメントが期待できます。

1 イオンクレンジング (プラスイオン・トリートメント)

イオンの力で、洗顔では落としきれない毛穴の汚れや古い角質、微小な汚れをすっきりオフ。お肌を清潔でクリアな状態へと導きます。

2 イオン導入 (マイナスイオン・トリートメント)

マイナスイオンの力で、美容成分を肌の角層まで届けるサポートをします。

残ったメイク汚れや古い角質を落としてお肌を清潔に整えつつ、ビタミンC誘導体やプラセンタなどを使った肌のお手入れを効率よくサポート。お肌をすこやかに整えます。

3 IHW (インナーヒートウェーブ/深部温感)

肌へ照射すると肌の奥*まで温熱が伝わり、トリートメントに適した環境を作ります。

弾むようなハリ感、触りくなる肌へ導きます。エステサロンなど多くのプロ用機器でも採用される注目の技術です。

4 EMS (電気刺激)

EMSの微弱な電気刺激がお肌にアプローチ。

普段動かしにくいお顔の筋肉に心地よくアプローチし、お肌に大きな負担をかけることなく、キュッと引き締まったハリ感のある肌印象が目指せます。

※角層まで

◆ ご使用前・ご使用后に

<充電について>

- ご購入後初めて使用する場合や長期間使用しなかった場合、電池残量が少なくなった場合は本体を充電してください。
※充電がなくなると、ピッピッという音とともに全ライトが点滅します。
※出荷時にフル充電されている商品もございますため、数分で充電ランプが消えてしまう場合がございます。その際は、充電が少なくなってから、再度お試しくださいようお願いいたします。
- 必ず電源を切った状態で充電してください。
- 充電はスタンドを使用することも可能です。
※充電スタンドをご使用の場合は、奥まできちんと差し込んでください。
- 充電中は本体の、POWER/CHARGEランプが点滅します。
※充電中は本体が多少熱くなる場合がございます。
- 充電時間はご使用頻度によって異なります。初めてご使用になる場合の目安は1～3時間です。
- 充電が完了するとランプが消灯します。充電ケーブルを本体、またはスタンドから外してください。
- 充電しながらのご使用はできません。必ず充電ケーブルを外した状態でご使用ください。
- 充電に適した室温は15℃～30℃です。適温以外の環境で充電を行うと電池の寿命が短くなったり、充電スピードが低下する可能性があります。
- 内蔵電池の保護のため、長期間ご使用されない場合でも、月に1回程度充電を行ってください。
- 充電残量が残り少なくなると、IHW機能のみ使用できなくなることがあります。これは、他の機能に比べIHWの電力消費が大きいからです。充電して再度ご使用ください。

<ご使用後のお手入れ>

- ご使用後は本体に付いた美容液やジェルをきれいにふき取り、かたく絞ったやわらかい布で掃除をして清潔を保ってください。
※シンナーやベンジン、アルコール等の溶剤は絶対に使用しないでください。ヘッド部分のみ、薄めた消毒用アルコールの使用が可能です。
※本体は水での丸洗いはできません。
- 高温多湿を避け、直射日光があたらない場所や、ほこりなどで汚れない場所に保管してください。
- お子様の手の届かない場所に保管してください。

<リチウムイオン電池について>

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。
(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。)
- 電池は交換には対応していません。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1か月ごとに本製品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。




本製品(本体)はリチウムイオン電池を内蔵しています。
本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

◆ ご使用の手順


1. 通常通り洗顔し、水気をしっかりと拭き取ってください。
2. 使用するスキンケアを準備します。
3. 本体の電源を入れてください。※電源のON/OFFボタンは2秒以上の長押しです。
4. お好みの機能を選択して、お手入れを開始してください。
5. <マッサージインストラクション>に沿ってお手入れをしてください。

マッサージインストラクション


より良い効果を得るために手順をご確認いただき、イオン/IHW/EMSのお手入れを行ってください。




① 顎からフェイスラインに沿って耳下まで滑らせる




② フェイスラインから耳の上部分に向かって滑らせる




③ 口角からこめかみのあたりまで滑らせる



④ 小鼻の脇部分から眉尻の部分まで滑らせる



⑤ 口角より鼻の脇まで滑らせる



⑥ 鼻から頬骨の下を通してこめかみに向かって滑らせる

おすすめトリートメントコース

トリートメント メニュー	イオン クレンジング	イオン 導入	IHW	EMS
3分 メイク前 化粧ノリUP		2分	1分	
5分 メイク前 小顔ひきしめ		2分	1分	2分
8分 シンプル ケア	3分	3分	2分	
10分 ベーシック ケア	3分	3分	2分	2分
15分 パーフェクト ケア	①3分	③3分	②2分 ④2分 ⑥2分	⑤3分

※上記の時間を目安としてお手入れしてください。お好みに合わせて時間を変更しても問題ありません。
※パーフェクトケアのみ順序が番号順となっております。

【LED光ケアの使用方法】

◆ 肌悩みに合わせたカラー選択

肌ツヤアップ！迷ったら赤！	赤色LED
健やかな肌に。肌荒れを防ぐ	青色LED
日差しを浴びたお肌のお手入れに	黄色LED

◆ 機能に合わせたカラー選択

LED光美容機能は、他の機能と併用してご使用いただけます。

イオンクレンジング/イオン導入/IHW/EMS ※P5に機能詳細

各機能と併用してご使用いただくことで、より効果の高いトリートメントが期待できます。お肌の状態によって選択してください。

各機能のご使用方法

※使用時:安全のために10分ごとに1度自動で電源が切れます

イオンクレンジング (プラスイオン・トリートメント)

【点灯ライト●】

- ① 洗顔をして水気をしっかりふき取ります。
- ② ヘッドに付属のコットンを設定しシリコンストッパーでしっかり固定します。
- ③ 水またはミネラルウォーター、精製水、添加物の入っていない化粧水などをコットンに染み込ませます。
- ④ IONボタンを1回押してプラスイオンを起動し、LEVELボタンで好みの強さに調整してください。
- ⑤ P8-9のマッサージインストラクションを参照しながらケアを行ってください。

イオン導入 (マイナスイオン・トリートメント)

【点灯ライト●】

- ① IONボタンを2回押してマイナスイオンを起動し、LEVELボタンで好みの強さに調整してください。
- ② P8-9のマッサージインストラクションを参照しながらケアを行ってください。
※お好みに応じて化粧水や美容液を追加しながらケアを行ってください。
- ③ 機器でのケア終了後は、肌に残った化粧水や美容液をなじませてください。
※化粧水や美容液はなるべくイオン化しやすい、またはお肌に浸透しやすいものをお選びください。

IHW (深部温感)

【点灯ライト●】

- ① IHWボタンを押してIHW (深部温感) 機能を起動し、LEVELボタンで好みの強さに調整してください。
- ② ヘッドを顔の内側から外側へ向けてスライドさせます。
※トリートメント効果を上げるため、スキンケアをした部位・EMSマッサージをした部位を重点的にご使用ください。

EMS (電気刺激)

【点灯ライト●】

- ① EMSボタンを押してEMS機能を起動し、LEVELボタンで好みの強さに調整してください。
- ② シワやほうれい線など、たるみが気になる部分を中心に施術してください。
- ③ 痛みを感じたりする場合は強さを調整してください。
※EMSのビリビリ感には個人差があります。肌への強い刺激を避けるためにも、施術部にヘッドを軽く当てて「弱」モードからご使用ください。

LED光ケア (LED光美容)

- ① LED光ケアボタンを押して、LEDライトをご自身のお悩みに合わせて選びます。
- ② LED光ケアを行う際には、化粧水や美容液でお肌を整えてからのご使用をおすすめします。

よくあるご質問

Q. スキンケアはどんなものが良いの？

洗顔後、化粧水や水溶性の美容液を塗布してご使用ください。その際、乾燥を感じたときは、化粧水などを足してください。また、油分の入ったクリームは、お手入れ後にご使用ください。

(イオンクレンジング機能をご使用の際は、コットンに水またはミネラルウォーター、精製水、添加物の入っていない化粧水などを塗布してください。)

Q. 使用時間は？

週に2~3回、1回10分程度を目安にご使用ください。毎日ご使用いただいても問題はありません。ただし、お肌に異常を感じた場合には、直ちにご使用をおやめください。

Q. たくさんの機能をどう使えばよいの？

まずは、洗顔後、イオンクレンジングをし、肌表面の汚れと毛穴の汚れをしっかりと除去してください。その後、イオン導入で落としきれなかった汚れを除去し美容液を追加して美容成分を肌の奥[※]まで浸透させます。お好みでIHWやEMS機能をご選択ください。またLEDは他の機能と組み合わせて同時にご使用いただけます。詳しくは中面をご参照ください。

※角層まで

Q. 体感を感じない

ヘッドの部分が動くものではございません。またイオン導出入には刺激や体感がございます。IHW・EMSの体感、超音波ジェルや水をお肌に付けてご使用いただくことで、電流を感じやすくなります。

◆ 保 証 に つ い て

当保証とは取扱説明書や商品ラベルなどの注意書に沿って正しくご使用いただいた状態で故障が発生した際に無償修理を行うことをお約束するものです。期間中でも本製品の品質改善・向上のため、機能及び形状などを予告なく変更する場合があります。また、本製品の運用、使用の結果として生じたいかなる損害に対しても一切の責任を負いかねます。

◆ 返 品 ・ 修 理

- 返品は未開封・未使用のもので、商品到着後7日以内、お客様送料ご負担にて承ります。
- 取扱説明書に従った上、正常な使用状態で故障した場合は、修理対応いたします。
- 保証期間内に故障した場合の無償修理のご依頼は、本製品・ご購入の履歴やレシートをご用意の上、販売店(販売サイト)にお問い合わせください。
- 自己の過失による破損や、ご購入の履歴が確認できない場合は保証対象外とさせていただきます。
- 保証期間中でも、次の場合は有償の修理になります。
 - (1)使用上の誤りやお客様個人による修理・改造による故障及び損傷
 - (2)お買い上げ後の転倒・落下などによる故障や損傷
 - (3)天災や異常電圧による故障や損傷
 - (4)一般家庭以外(業務用の長時間使用など)に使用された場合の故障や損傷
 - (5)配送・移動・落下などによる故障や損傷
 - (6)発売元もしくは正規取扱店以外で購入した場合
 - (7)購入履歴やレシートが確認できない場合
- 修理・交換は日本国内においてのみ対応しています。
- 修理には対象となる本製品を当社が受領してから、2〜3週間程度お時間をいただきます。
※本製品の故障状態によっては、さらにお時間をいただく場合がございます。
- 返品・修理のご依頼に関して、まずはお買い上げ販売店(販売サイト)にご連絡ください。
ご連絡がなく本製品を返送されましても対応できかねます。
- 修理・交換は、本製品の本体や付属品などが全てそろったお買い上げ当時と同一の状態であることが条件となります。
- 本製品が不良でない限り交換・返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からないなどの理由による交換・返品もお受けいたしかねます。また、衛生上の理由から一度でも使用した本製品のお客様都合による交換・返品はお受けいたしかねます。

お買い上げ1か月以内	初期不良は無償修理・交換。送料は弊社負担。
保証期間内	本製品の調整、付属品の交換などは無償。弊社宛の送料はお客様負担、当社からお客様宛は弊社負担。

故障のお問い合わせ、修理のご依頼については、
下記製造販売元にご連絡願います。

アイビビッド
AIVIVID
for your GLOW

製造販売元：株式会社 アイビビッド
mail: cs_info@aivivid.co.jp
〒184-0004 東京都小金井市本町1丁目8-14-2F